











Stylos injecteurs d'insuline

Produit	 Insulines utilisées	 Type de stylo	 Quantité d'insuline (unité)	 Incrément (unité)	Particularités
Lilly 1 888 545-5972 lilly.ca					
<p>KwikPen^{MD}</p> 	<p>Humalog^{MD} 100 U/ml Humalog^{MD} 200 U/ml Humalog^{MD} Mix25 Humalog^{MD} Mix50 Humulin^{MD} R Humulin^{MD} N Basaglar^{MD} Entuzity^{MD} 500 U/ml</p>	<p>Prérempli Prérempli Prérempli Prérempli Prérempli Prérempli Prérempli Prérempli</p>	<p>1 à 60 1 à 60 1 à 60 1 à 60 1 à 60 1 à 60 1 à 80 5 à 300</p>	<p>1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0</p>	<p>→ La couleur du stylo et du bouton de dose varie selon l'insuline prescrite</p>
<p>KwikPen Junior^{MD}</p> 	<p>Humalog^{MD} 100 U/ml</p>	<p>Prérempli</p>	<p>0,5 à 30</p>	<p>0,5</p>	<p>→ Incrément de 0,5 unité : idéal pour les enfants ou les personnes qui requièrent de faibles doses d'insuline</p>
<p>HumaPen Savvio^{MD}</p> 	<p>Basaglar^{MD} Humalog^{MD} 100 U/ml Humalog^{MD} Mix25 Humalog^{MD} Mix50 Humulin^{MD} R Humulin^{MD} N Humulin^{MD} 30/70</p>	<p>Réutilisable</p>	<p>1 à 60</p>	<p>1,0</p>	<p>→ Fait en métal → Deux couleurs offertes : rouge et gris anthracite</p>

Stylos injecteurs d'insuline (suite)

Produit	Insulines utilisées	Type de stylo	Quantité d'insuline (unité)	Incrément (unité)	Particularités
Novo Nordisk					1 800 465-4334 novonordisk.ca
<p>FlexTouch^{MD}</p> 	<p>Fiasp^{MD}</p> <p>Tresiba^{MD} 100 U/ml</p> <p>Tresiba^{MD} 200 U/ml</p> <p>Xultophy^{MD} (insuline dégludec 100 U/ml et liraglutide 3,6 mg/ml)</p>	<p>Prérempli</p> <p>Prérempli</p> <p>Prérempli</p> <p>Prérempli</p>	<p>1 à 80</p> <p>1 à 80</p> <p>2 à 160</p> <p>1 à 50</p>	<p>1,0</p> <p>1,0</p> <p>2,0</p> <p>1,0</p>	<p>→ Un clic en fin de dose confirme que toute la dose a été injectée</p> <p>→ La couleur du stylo et du bouton de dose varie selon l'insuline prescrite</p>
<p>NovoPen^{MD} 4</p> 	<p>Fiasp^{MD}</p> <p>NovoRapid^{MD}</p> <p>Levemir^{MD}</p> <p>NovoMix^{MD}30</p> <p>Novolin^{MD} ge Toronto</p> <p>Novolin^{MD} ge NPH</p> <p>Novolin^{MD} ge 30/70</p> <p>Tresiba^{MD} 100 U/ml</p>	<p>Réutilisable</p>	<p>1 à 60</p>	<p>1,0</p>	<p>→ Un clic en fin de dose confirme que toute la dose a été injectée</p> <p>→ Deux couleurs offertes : bleu et gris</p>
<p>NovoPen^{MD} 5</p> 	<p>Fiasp^{MD}</p> <p>NovoRapid^{MD}</p> <p>Levemir^{MD}</p> <p>NovoMix^{MD}30</p> <p>Novolin^{MD} ge Toronto</p> <p>Novolin^{MD} ge NPH</p> <p>Novolin^{MD} ge 30/70</p> <p>Tresiba^{MD} 100 U/ml</p>	<p>Réutilisable</p>	<p>1 à 60</p>	<p>1,0</p>	<p>→ Affiche la dose de la dernière injection ainsi que le temps qui s'est écoulé depuis</p> <p>→ Un clic en fin de dose confirme que toute la dose a été injectée</p> <p>→ Deux couleurs offertes : bleu et gris</p>
<p>NovoPen Echo^{MD}</p> 	<p>Fiasp^{MD}</p> <p>NovoRapid^{MD}</p> <p>Levemir^{MD}</p> <p>NovoMix^{MD}30</p> <p>Novolin^{MD} ge Toronto</p> <p>Novolin^{MD} ge NPH</p> <p>Novolin^{MD} ge 30/70</p> <p>Tresiba^{MD} 100 U/ml</p>	<p>Réutilisable</p>	<p>0,5 à 30</p>	<p>0,5</p>	<p>→ Affiche la dose de la dernière injection ainsi que le temps qui s'est écoulé depuis</p> <p>→ Incrément de 0,5 unité : idéal pour les enfants ou les personnes qui requièrent de faibles doses d'insuline</p> <p>→ Deux couleurs offertes : bleu et rouge</p>

Stylos injecteurs d'insuline (suite)

Produit	 Insulines utilisées	 Type de stylo	 Quantité d'insuline (unité)	 Incrément (unité)	Particularités
Sanofi					1 888 852-6887 sanofi.ca
<p>DoubleSTAR^{MD}</p> 	Toujeo ^{MD}	Prérempli	2 à 160	2,0	<ul style="list-style-type: none"> → Un clic en fin de dose confirme que toute la dose a été injectée → Incrément de 2 unités : idéal pour les personnes qui requièrent de grandes doses d'insuline → Beige avec une étiquette mauve
<p>SoloSTAR^{MD}</p> 	<p>Apidra^{MD}</p> <p>Admelog^{MD}</p> <p>Trurapi^{MC}</p> <p>Lantus^{MD}</p> <p>Toujeo^{MD}</p> <p>Soliqua^{MD}</p>	Prérempli	1 à 80	1,0	<ul style="list-style-type: none"> → Un clic en fin de dose confirme que toute la dose a été injectée → La couleur du stylo et du bouton de dose varie selon l'insuline prescrite
<p>AllStar^{MD} PRO</p> 	<p>Apidra^{MD}</p> <p>Lantus^{MD}</p> <p>Admelog^{MD}</p> <p>Trurapi^{MC}</p>	Réutilisable	1 à 80	1,0	<ul style="list-style-type: none"> → Un clic en fin de dose confirme que toute la dose a été injectée → Deux couleurs offertes : argent et bleu de cobalt
<p>JuniorSTAR^{MD}</p> 	<p>Apidra^{MD}</p> <p>Lantus^{MD}</p> <p>Admelog^{MD}</p> <p>Trurapi^{MC}</p>	Réutilisable	1 à 30	0,5	<ul style="list-style-type: none"> → Incrément de 0,5 unité : idéal pour les enfants ou les personnes qui requièrent de faibles doses d'insuline → Possibilité de revenir en arrière pour corriger une erreur → Affichage en gros caractères → Fait en aluminium résistant → Deux couleurs offertes : argent et bleu de cobalt
Viatriis					1 800 575-1379 viatriis.com/fr-ca/lm/canada
	<p>Kirsty[®]</p> <p>Semglee[®]</p>	Prérempli	1 à 80	1,0	<ul style="list-style-type: none"> → La couleur du stylo et du bouton de dose varie selon l'insuline prescrite